



Serviços de Teste de Qualidade do Vapor

Assegure-se de que a qualidade do vapor do seu equipamento de esterilização está em conformidade com as normas internacionais.

Este serviço é realizado ao longo de um a três dias e mede três qualidades distintas:



1 | SECURA DO VAPOR

Avalia o teor de humidade no vapor para garantir as condições adequadas de esterilização.



2 | SOBREAQUECIMENTO

Avalia os níveis de temperatura do vapor para manter o desempenho ideal.



3 | GÁS NÃO-CONDENSÁVEL

Identifica gases indesejados que podem comprometer a eficácia.

Todos os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais. No final do processo, receberá um relatório completo detalhando os resultados e a verificação da conformidade com a qualidade do vapor. Este serviço deve ser realizado anualmente.

Todos os nomes de empresas e produtos são marcas comerciais da STERIS, suas afiliadas ou empresas relacionadas, salvo indicação em contrário. ©2025 STERIS